

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Bækkener og urinkolber - rengøring.

Henvender sig til: Alle sundhedsfagligt uddannede i plejeboligområdet.

Formål: At sikre korrekt rengøring af bækkener og urinkolber og at minimere smitterisiko.

Bækkener og urinkolber er altid beboerbundet. De købes af plejeboligområdet.
Til nogle bækkenstole følger der et bækken med.
Der skal være låg til bækkenet.

Selvom bækkener og urinkolber er beboerbundet, skal de altid rengøres efter brug, således auto infektion undgås.

Rengøring af bækken:

- Grundet stænk risiko skal du bruge engangsforklæde og hansker.
- Du skal tømme bækkenet forsigtigt ud i toilettet, toiletlåget lukkes og du skyller ud.
- Du skal rengøre bækken og låg skal med vand og sæbe (kan være toilettrens)
- Du kan bruge en spand og børste der kun bliver brugt til dette formål.
- Du skal tørre bækken og låg efter med toiletpapir.
- Du skal tømme spanden hurtigt herefter i toilettet, lukke låget og skylle ud.

Det frarådes at du bruger håndbruseren grundet stænkrisiko.

Rengøring af urinkolber:

- Grundet stænk risiko skal du bruge engangsforklæde og hansker.
- Du skal rengøre kolbe og evt. låg med vand og sæbe (kan være toilettrens)
- Du kan bruge en spand og kolbebørste der kun bliver brugt til dette formål.
- Du skal tørre kolbe (halsen) og evt. låg af med toiletpapir.
- Du skal tømme spanden hurtigt herefter i toilettet. lukke låget og skylle ud.
-

Det frarådes at du bruger håndbruseren grundet stænkrisiko.

Hvis beboeren har en infektionssygdom, skal du rengøre bækkener og urinkolber med sprit eller klor – se procedure for infektionshygiejne.

Ved transport af brugte bækkener eller urinkolber skal du bruge låg, selv over korte distancer, som fra stue til toilet.

Hvis beboeren ikke har brug for bækken eller urinkolber skal du rengøre det efter ovenstående fremgangsmåde og derefter desinficere det sprit eller klor.

Desinfektion af bækken:

- Grundet stænk risiko skal du anvende engangsforklæde og hansker.
- Du skal desinficere bækken og låg med en klud med vand og sprit på.
- Du skal efterlade bækken og låg vådt i minimum 1-2 minutter.
- Herefter skyller du det med vand, håndbruser kan anvendes. Og det aftørres med papir.

-

Desinfektion af urinkolbe:

- Grundet stænk risiko skal du anvende engangsforklæde og hansker.
- Du skal desinficere kolbe og låg indvendigt (halsen) og udvendigt med en klud med vand og sprit.
- Du skal efterlade urinkolbe og låg i min. 1-2 minutter.
- Herefter skyller du urinkolben med vand, håndbruser kan anvendes.
- Aftørres med papir, og sættes til tørre med bunden op.

Herefter kan bækken eller urinkolbe bruges til en anden beboer.

Toilettrens og klor må ikke bruges samtidig, da det udvikler giftige dampe, der kan påvirke vejrtrækningen.

Udsendt første gang: <input type="text" value="27.05.16"/>	Revideret: <input type="text"/>	Denne udgave er lagt på www.plejebolig.albertslund.dk og gældende fra: <input type="text" value="27.05.16"/> SB-SYS: Procedurer
---	------------------------------------	--